

## **EINLEITUNG FÜR (BMNS) BEHELFS-MUND-NASEN-MASKE MIT DRAHT**

### **Tipp**

Die Stoffmaske **mit Draht** passt sich besser an Eure Gesichtsform an.

Wir verwenden **kein Gummiband** bzw. **kein Schrägband!**

Ihr benötigt für die Maske nur den Bauwollstoff!

### **MATERIAL:**

- STOFFEMPFEHLUNG: dicht gewebter Baumwollstoff (kochfest)  
17 x 34 cm
- Stoffstreifen (kochfest)  
2 mal 90 cm lang und 4 cm breit (Bindebänder)  
2 mal 17 cm lang und 4 cm breit (Einfassstreifen)
- Draht z. B. Heftstreifendraht, Pfeifenreiniger oder Blumendraht  
ca. 15 cm

### **AUSSERDEM:**

- Stecknadeln
- Maßband
- Stoffschere
- Nähmaschine

### **1. MUNDTEIL VORBEREITEN**

Baumwollstoff zur Hälfte falten und bügeln.

### **2. FALTEN LEGEN UND BÜGELN**

Drei gleichmäßig verteilte Falten (Faltentiefe 1.3 cm) legen und Stecknadeln feststecken.  
Beginnend in der Stoffmitte!

### **3. FALTEN FESTSTEPHEN**

Eingelegte Falten an beiden Seiten feststeppen.

### **4. STOFFSTREIFEN VORBEREITEN**

Stoffstreifen einmal längs mittig falten und bügeln. Stoffstreifen öffnen von außen (an den langen Kanten) in die Mitte bügeln. Die Kanten liegen an der Bügelfalte. Stoffstreifen wieder mittig zusammenfalten und an die Bügelfalte einbügeln.

### **5. EINFASSBÄNDER ANNÄHEN**

Kurze Stoffstreifen jeweils an der langen Seite mit Stecknadeln fixieren und schmal feststeppen.

### **6. DRAHT EINZIEHEN**

Draht in die obere Kante des Einfassstreifens einschieben. Die Falten zeigen nach unten!

## **7. BINDEBÄNDER VORBEREITEN**

Bei den langen Stoffstreifen die Hälfte markieren und die Maske dort mit den kurzen Kanten einlegen. Anschließend mit Stecknadeln fixieren und feststeppen.

## **PFLEGE UND REINIGUNG DER MASKE**

### **Tipp**

- trocken aufbewahren
- nach der Benutzung vorsichtig ausziehen, dabei die Außenfläche möglichst nicht berühren
- 1 x täglich bei mind. 90° nach dem Einsatz waschen

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Dies ist eine DIY Behelfs-Mund-Nasen-Maske. Es wird darauf hingewiesen, dass die USB Bochum GmbH keine Haftung hinsichtlich der Herstellung, der Wirksamkeit sowie der sachgerechten Verwendung übernimmt. Die Herstellung und Benutzung der Maske erfolgt daher auf eigene Verantwortung.